


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Stat5-Y694 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P42229/P51692

Numero articolo: CM0001026



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-STAT5-Y694 validato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo, ratto. Rileva STAT5A/STAT5B fosforilato a livello della Y694, chiave per la segnalazione citochinica e la regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-STAT5-Y694 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MGF; STAT5; stat5a/stat5b; Fosfo-STAT5-Y694
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6776/6777
GeneID	6776/6777
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione Y694 della STAT5 umana (NP_003143.2/NP_036580.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P42229/P51692
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato