

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Statmina 1 (S25) Per Wb, Elisa - P16949

Numero articolo: CM0001203

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico rivolto a Statmina 1 (S25) per WB e ELISA, che riconosce esseri umani e ratti. Adatto per studiare la dinamica dei microtubuli, la regolazione del ciclo cellulare e la neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Stathmin 1-S25 Rabbit mAb
Note/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Phospho-Stathmin 1-S25
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3925
GeneID	3925
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno alla S25 della Statmina 1 umana (NP_005554.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	P16949
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio