

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Stathmina 1 (Ser16) Per Wb E Elisa - P16949

Numero articolo: CM0000620

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Fosfo-Stathmina 1 (Ser16) validato per western blot (WB) e ELISA. Rileva la Stathmina 1 umana e murina, una fosfoproteina che destabilizza i microtubuli, fondamentale per la neurogenesi e frequentemente sovraespressa nella leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Stathmin 1-S16 Rabbit pAb
Note/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Phospho-Stathmin 1-S16
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3925
GeneID	3925
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno alla S16 della Stathmina 1 umana (NP_001138926.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P16949
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Ghiaccio secco