

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Stathmin 1 (Ser25) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16949

Numero articolo: CM0001090

introduzione

Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA, questo anticorpo policlonale di coniglio rileva la fosfo-Stathmin 1 (Ser25) endogena in campioni umani, di topo e di ratto, supportando la ricerca sul cancro e le neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-Stathmin 1-S25
Osservazioni/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Fosfo-Stathmin 1-S25
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3925
ID Gene	3925
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico intorno a S25 della Stathmin 1 umana (NP_005554.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16949
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio