

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Sting1 (Ps366) Per Wb, Elisa - Q86Wv6

Numero articolo: CM0001989



introduzione

Il mAb di coniglio Fosfo-STING/TMEM173-S366 rileva la proteina STING1 endogena quando fosforilata alla Ser366. Adatto per WB ed ELISA, questo anticorpo è uno strumento critico per lo studio della segnalazione immunitaria innata, del pathway cGAS-STING e delle interazioni ospite-patogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-STING/TMEM173-S366 Rabbit mAb
Note/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; Fosfo-STING/TMEM173-S366
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	340061
ID Gene	340061
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosforilato sintetico attorno alla S366 della STING1 umana (NP_938023.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q86WV6
Peso Molecolare Proteina	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio