


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Stk11-T189 Per Wb - Q15831

Numero articolo: CM0001659



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rileva la fosforilazione in T189 della proteina STK11 (LKB1) umana, validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla segnalazione AMPK, soppressione tumorale e polarità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-STK11-T189
Note/Alias	PJS; LKB1; hLKB1; Fosfo-STK11-T189
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6794
ID Gene	6794
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno alla T189 della proteina STK11 umana (NP_000446.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15831
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio