

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Stk3/Mst2-T384 Per Wb, Elisa - Q13188

Numero articolo: CM0001335



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la treonina 384 fosforilata di STK3/MST2 umano. Validato per WB ed ELISA; reattivo crociato con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio dell'apoptosi e della segnalazione del pathway Hippo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-STK3/MST2-T384
Note/Alias	KRS1; MST2; Fosfo-STK3/MST2-T384
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6788
ID Gene	6788
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno a T384 di STK3/MST2 umano (NP_006272.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosfo-Specifici
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13188
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio