

Anticorpo Policlonale Anti-Phospho-Syk-Y323 Per Wb, Elisa - P43405

Numero articolo: CM0001609



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la Syk umana fosforilata in Tyr323. Validato per Western blot ed ELISA; rileva una banda di 72 kDa. Non reagisce in modo incrociato con altre specie. Adatto per la ricerca sulla segnalazione delle cellule B e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-Syk-Y323 Rabbit pAb
Note/Alias	IMD82; p72-Syk; Phospho-Syk-Y323
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6850
GeneID	6850
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno a Y323 della Syk umana (NP_003168.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P43405
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio