

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Syk (Y352)/Zap70 (Y319) (Pab) Per Wb, Elisa - P43405 / P43403

Numero articolo: CM0001843



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Syk (Y352) e ZAP70 (Y319) fosforilati, per applicazioni di Western blot ed ELISA. Specifico per campioni umani, ideale per la ricerca sulla segnalazione degli immunorecettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-Fosfo-Syk-Y352/ZAP70-Y319
Note/Alias	SYK/ZAP70; Fosfo-Syk-Y352/ZAP70-Y319
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6850/7535
ID Gene	6850/7535
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y352 di Syk umano (NP_003168.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P43405/P43403
Peso Proteico	69kDa/72kDa/35kDa/55kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio