

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Syk (Y525/526) Per Wb E Elisa - P43405

Numero articolo: CM0000838



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico contro la SYK umana fosforilata in Tyr525/526. Validato per Western blot e ELISA. Ideale per studi sulla segnalazione del recettore delle cellule B, l'immunità innata e l'attività chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Syk-Y525/526 Rabbit pAb
Note/Alias	IMD82; p72-Syk; Phospho-Syk-Y525/526
Specie	Umana
GeneID (umana)	6850
GeneID	6850
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione intorno a Y525 e Y526 della Syk umana (NP_003168.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P43405
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio