

Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Sinapsina-1 (Ser9) Per Wb E Elisa - P17600

Numero articolo: CM0001262

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla Sinapsina-1 fosforilata in Ser9. Validato per WB ed ELISA, riconosce le specie umana, murina e di ratto. Ideale per studi sul traffico delle vescicole sinaptiche e sul rilascio di neurotrasmettitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Fosfo-SYN1-S9 pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	SYNI; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; Fosfo-SYN1-S9
Specie	Umana
GeneID (umano)	6853
GeneID	6853
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato intorno a S9 della SIN1 umana (NP_008881.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P17600
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio