


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Tak1-S439 Per Wb - O43318

Numero articolo: CM0000553



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Fosfo-TAK1-S439 validato per Western blot e ELISA, con reazione crociata verso il topo. Progettato per lo studio della segnalazione MAPK, dell'attivazione di NF- κ B e delle risposte cellulari allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro principale	Valore
Nome prodotto	Fosfo-TAK1-S439 mAb di coniglio
Annotazioni / Alias	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a; Phospho-TAK1-S439
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6885
GeneID	6885
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato nella zona S439 della TAK1 umana (O43318)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	O43318
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio