

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Tau (S396) Per Wb, Elisa - P10636

Numero articolo: CM0001451



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-Tau (S396) per il rilevamento della proteina tau fosforilata, validato in WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con il topo, adatto per la ricerca sulla neurodegenerazione e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-Tau-S396
Note/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-S396
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4137
GeneID	4137
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S396 della tau umana (NP_005901.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P10636
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio