

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Tau-S404 Per Wb E Elisa - P10636

Numero articolo: CM0001446



introduzione

mAb rabbit anti-Fosfo-Tau-S404 di alta qualità validato per WB e ELISA. Riconosce la Tau fosforilata umana, di topo e di ratto nel sito S404. Ideale per la ricerca sulle malattie neurodegenerative e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb rabbit anti-Fosfo-Tau-S404
Note/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S404
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	4137
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno al sito S404 della Tau umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10636
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio