

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Tau (Ser416) Per Wb, Ihc, If, Elisa - P10636

Numero articolo: CM0001732



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la Tau umana fosforilata in Ser416. Validato per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Rileva la MAPT umana, di topo e di ratto. Per la ricerca sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Fosfo-Tau-Ser416
Osservazioni/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-Ser416
Specie	Umana
GeneID (Umano)	4137
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno a S416 della Tau umana (NP_005901.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P10636
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio