

Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-Tau (T205) Per Wb, Ihc-P, If - P10636

Numero articolo: CM0001241



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Tau fosforilata (T205). Validato per WB, IHC-P, IF e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla malattia di Alzheimer e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Tau-T205 Rabbit mAb
Note / Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T205
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4137
GeneID	4137
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno alla T205 della Tau umana (NP_001190181.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P10636
Peso proteico	79 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio