

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Tau (T205) Per Wb, Elisa - P10636

Numero articolo: CM0001678



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-Tau (T205) validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva la tau umana, murina e di ratto fosforilata in treonina 205. Ideale per la ricerca sull'Alzheimer e le taupatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Fosfo-Tau-T205
Note/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T205
Specie	Umano
GenelD (umano)	4137
GenelD	4137
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a T205 della Tau umana (NP_001190181.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10636
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio