

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Tau-T212 Per Wb E Elisa - P10636

Numero articolo: CM0001718



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Tau umana fosforilata in T212. Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Utile per studiare la dinamica microtubulare, la polarità neuronale e le tauopatie, incluso il morbo di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-Tau-T212
Note/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T212
Specie	Umano
GeneID	4137
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle sequenze circostanti la T212 della Tau umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10636
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio