

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fosfo-Tau-T217 (Pab) Per Wb, Elisa - P10636-5

Numero articolo: CM0001504

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit Fosfo-Tau-T217 (pAb) per WB, ELISA. Rileva Tau fosforilato in posizione T217 in campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'Alzheimer e le tauopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-Tau-T217 Rabbit pAb
Note/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T217
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4137
GeneID	4137
Immunogeno	Peptide sintetico; Peptide sintetico fosforilato nella regione intorno alla posizione T217 della Tau umana (NP_001190181.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10636-5
Peso proteico	32-45kDa/78-80kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio