

Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-Tau-T231 Per If-P, Elisa - P10636

Numero articolo: CM0000788



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-Tau-T231 validato per IF-P e ELISA con reattività umana, topo e ratto. Bersaglia la Thr231 fosforilata di Tau (P10636), chiave nella ricerca sull'Alzheimer e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Tau-T231 Rabbit mAb
Note/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
Specie	Umana
ID gene	4137
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno a T231 della Tau umana (P10636).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P10636
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio