

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Tau-Thr212/Ser214 Per Wb, Elisa - P10636

Numero articolo: CM0000467



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la Tau umana fosforilata (Thr212/Ser214), validato per WB ed ELISA. Cross-reagisce con la Tau del topo. Ideale per la ricerca sul morbo di Alzheimer e sulla neurodegenerazione. Peso proteico ~79 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-Tau-Thr212/Ser214 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-Thr212/Ser214
Specie	Umano
GeneID	4137 (Umano)
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico attorno a T529 e S531 della Tau umana (NP_058519.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P10636
Peso proteico	79 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio