


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-Tbc1D4-T642 Per Wb, Elisa - O60343

Numero articolo: CM0001662



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la Thr642 fosforilata della TBC1D4/AS160 umana. Convalidato per western blot e ELISA; presenta reazione crociata con il topo. Utile per lo studio dell'assorbimento glucidico stimolato dall'insulina e dei meccanismi del diabete di tipo 2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-TBC1D4-T642 Rabbit pAb
Note/Alias	AS160; NIDDM5; Phospho-TBC1D4-T642
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9882
ID gene	9882
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico fosforilato corrispondente alla T642 della TBC1D4 umana (NP_055647.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O60343
Peso proteico	147kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio