


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Tbk1/Nak-S172 Per Wb, Elisa - Q9Uhd2

Numero articolo: CM0000706



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità specifico per TBK1 fosforilato (Ser172). Convalidato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con specie umana e mouse. Ideale per la ricerca sull'immunità innata, l'autofagia e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-TBK1/NAK-S172 Rabbit mAb
Annotazioni/Alternativi	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; Fosfo-TBK1/NAK-S172
Specie	Umana
Gene ID	29110 (Umana)
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla S172 di TBK1/NAK umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Mouse
SWISS	Q9UHD2
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio