


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Tbk1/Nak-S172 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhd2

Numero articolo: CM0001369



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio rileva TBK1/NAK fosforilato a Ser172. Validato per WB, IHC-P ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Adatto per studi sull'immunità innata, sulla segnalazione antivirale e sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-TBK1/NAK-S172 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; Fosfo-TBK1/NAK-S172
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	29110
ID Gene	29110
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S172 di TBK1/NAK umano (NP_037386.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UHD2
Peso proteico	84 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio