


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Tifa-T9 Per Wb, Elisa - Q96Cg3

Numero articolo: CM0001178



introduzione

Phospho-TIFA-T9 Rabbit mAb rileva TIFA fosforilato nella posizione Thr-9 in campioni umani. Adatto per WB e ELISA, ideale per la ricerca sull'immunità innata e la segnalazione di NF- κ B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-TIFA-T9 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	T2BP; T6BP; TIFAA; Phospho-TIFA-T9
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	92610
GeneID	92610
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q96CG3
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio