


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Trka-Y490 Per Wb Ed Elisa - P04629

Numero articolo: CM0000840



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico contro TrkA-Y490 (NTRK1) validato per Western blot e ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e di ratto nella ricerca sulla segnalazione neurotrofica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb (Anticorpo Policlonale) di Coniglio Anti-Fosfo-TrkA-Y490
Note/Alias	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; Fosfo-TrkA-Y490
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4914
GeneID	4914
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico intorno a Y490 di TrkA umano (NP_001012331.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04629
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio