

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Trka-Y674/675 + Trkb-Y706/707 Per Wb, Elisa - P04629-2 / Q16620

Numero articolo: CM0001463

introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio anti-Fosfo-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707 rileva TrkA umano (Y674/675) e TrkB (Y706/707) fosforilati. Validato per WB ed ELISA. Ideale per studi sulla segnalazione delle neurotrofine e sull'attivazione dei recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	NTRK1/NTRK2; Fosfo-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4914/4915
ID Gene	4914/4915
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato attorno a Y674 & Y675 di TrkANTRK1 umano (NP_001012331.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P04629-2/Q16620
Peso proteico	35kDa/53-60kDa/77kDa/83-93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio