


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Tsc2 (S1387) Per Wb E Elisa - P49815

Numero articolo: CM0001821



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico contro Tuberina (TSC2) fosforilata su Ser1387. Validato per Western blot e ELISA con reattività su umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via mTOR e sui soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-TSC2-S1387 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	LAM; TSC4; PPP1R160; Fosfo-TSC2-S1387
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7249
GeneID	7249
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49815
Peso proteico	201kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio