


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Tsc2-T1462 Per Wb - P49815

Numero articolo: CM0000696



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che rileva la fosforilazione di TSC2 (Tuberina) in T1462. Adatto per WB e ELISA su umano e topo. Ideale per lo studio della regolazione mTORC1 e della soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-TSC2-T1462 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	LAM; TSC4; PPP1R160; Fosfo-TSC2-T1462
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7249
Gene ID	7249
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a T1462 di TSC2 umano (NP_000539.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P49815
Peso Proteico	201kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio