


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ubiquitina Fosforilata-Ser65 Per Wb, Elisa - P62979 / P62987 / P0Cg47 / P0Cg48

Numero articolo: CM0001301



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Ubiquitina fosforilata-Ser65 convalidato per WB, ELISA. Rileva la Ser65 fosforilata dell'ubiquitina umana; ideale per lo studio dell'ubiquitinazione, della degradazione proteica e delle vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio contro Ubiquitina fosforilata-Ser65
Annotazioni / Alias	UBC; S27A; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; HEL-S-50; HMG20; Phospho-Ubiquitin-Ser65
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6233/7311/7314/7316
GeneID	6233/7311/7314/7316
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione intorno alla S65 dell'Ubiquitina umana (NP_002945.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P62979/P62987/P0CG47/P0CG48
Peso proteico	18kDa/15kDa/77kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio