

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo- β -Catenina-S45 Per Wb, Elisa - P35222

Numero articolo: CM0000912



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Fosfo- β -Catenina-S45 (P35222) per WB ed ELISA. Rileva la β -catenina endogena fosforilata in Ser45 in umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo- β -Catenina-S45
Osservazioni/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Fosfo- β -Catenina-S45
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1499
GeneID	1499
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno a S45 della β -catenina umana (NP_001091679)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35222
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio