

Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-B-Catenina (S552) Per Wb, Elisa - P35222

Numero articolo: CM0000871



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro fosfo- β -Catenina (S552). Convalidato per WB, ELISA con reattività incrociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt e l'adesione cellulare. - P35222

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Phospho- β -Catenin-S552 Rabbit pAb
Note/Nomi Alternativi	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Catenin-S552
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1499
GeneID	1499
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione intorno a S552 della beta Catenina umana (NP_001091679)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35222
Peso Proteico	85 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio