

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Vangl2 (S79/S82/S84) Per Wb Ed Elisa - Q9UIk5

Numero articolo: CM0001294



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per VANGl2 fosforilato alle serine 79, 82 e 84. Validato per Western blot ed ELISA, reagisce con campioni umani e di ratto. Adatto per lo studio della polarità cellulare planare e dei processi di sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-Fosfo-VANGl2-S79/S82/S84
Note/Alias	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; Fosfo-VANGl2-S79/S82/S84
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57216
GeneID	57216
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle sequenze circostanti S79/S82/S84 di VANGl2 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9ULK5
Peso Proteico	60 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio