

Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-Vasp (S157) Di Coniglio Per Wb, Elisa - P50552

Numero articolo: CM0001121



introduzione

Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-VASP (S157) di Coniglio validato per WB ed ELISA su campioni umani. Bersaglia la VASP fosforilata in S157, una proteina associata all'actina fondamentale nel rimodellamento del citoscheletro, nell'aggregazione piastrinica e nella motilità cellulare. Adatto per la biologia vascolare e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Fosfo-VASP-S157
Note/Alias	VASP; Fosfo-VASP-S157
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7408
ID Gene	7408
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosforilato sintetico intorno a S157 della VASP umana (NP_003361.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P50552
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio