

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Vasp-S157 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P50552

Numero articolo: CM0000791



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico mirato a VASP (fosfo-S157). Validato per WB, IHC-P, IP, ELISA con reattività su umano, topo, ratto. VASP regola la dinamica dell'actina, l'aggregazione piastrinica e la migrazione cellulare. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e la trombosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-VASP-S157 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	VASP; Fosfo-VASP-S157
Specie	Umano
GeneID (umano)	7408
GeneID	7408
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato attorno a S157 di VASP umano (NP_003361.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P50552
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio