

Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Vasp-S239 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P50552

Numero articolo: CM0000769



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rileva Fosfo-VASP-S239 (proteina fosforilata stimolata dai vasodilatatori). Validato per Western Blot, IHC-P, ELISA. Reagisce con Umano, Mouse, Ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e sulla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome del prodotto	Fosfo-VASP-S239 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	VASP; Fosfo-VASP-S239
Specie	Umano
GeneID (umano)	7408
GeneID	7408
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico fosforilato attorno a S239 del VASP umano (NP_003361.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P50552
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio