

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Recettore Vegf 2-Y1175 Per Wb, Elisa - P35968

Numero articolo: CM0000760



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega alla tirosina Y1175 fosforilata di VEGFR2/KDR. Validato per Western blot e ELISA, cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per ricerche sull'angiogenesi e sulla segnalazione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Fosfo-Recettore VEGF 2-Y1175 pAb Coniglio
Note/Alias	FLK1, CD309, VEGFR, VEGFR2, Fosfo-Recettore VEGF 2-Y1175
Specie	Umano
Gene ID	3791
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato attorno a Y1175 del recettore VEGF umano 2 (NP_002244.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35968
Peso Proteico	152kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio