

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Recettore Vegf 2-Y1175 Per Wb - P35968

Numero articolo: CM0001159



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro il recettore VEGF 2 fosforilato a Y1175, convalidato per WB e ELISA. Ideale per la ricerca sull'angiogenesi e sulla segnalazione vascolare. Reagisce con umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-Recettore VEGF 2-Y1175 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; Fosfo-Recettore VEGF 2-Y1175
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3791
ID Gene	3791
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y1175 del recettore VEGF 2 umano (NP_002244.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35968
Peso proteico	152kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio