


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Vimentina Fosforilata S83 Per Wb, Elisa - P08670

Numero articolo: CM0001068



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit fosfospecifico diretto contro Vimentina fosforilata in Ser83. Validato per Western blot e ELISA in campioni umani e di ratto. Rileva una banda di ~54 kDa. Adatto per studi su filamenti intermedi, migrazione cellulare e transizione epiteliale-mesenchimale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Vimentin-S83 Rabbit pAb
Note / Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentina; VIM; vimentin; Phospho-Vimentin-S83
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	7431
ID gene	7431
Immunogeno	Peptide sintetico - Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione intorno alla S83 della VIM umana (NP_003371.2)
Origine	Rabbit (Coniglio)
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Ratto
SWISS	P08670
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco