

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Yap1-S127 Per Wb, Elisa - P46937

Numero articolo: CM0001733



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità specifico per YAP1 fosforilato alla serina 127. Validato per Western blot e ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla via di segnalazione Hippo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-YAP1-S127 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	YAP1; COB1; YAP; YAP2; YAP65; YKI; Yes associated protein 1; Fosfo-YAP1-S127
Specie	Umano
GeneID (umano)	10413
GeneID	10413
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S127 di YAP1 umano (NP_001123617.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P46937
Peso Proteico	36kDa/48kDa/49kDa/50kDa/52kDa/53kDa/54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio