


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Yap1-S127 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46937

Numero articolo: CM0000970



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico per YAP1 (Ser127) convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira al co-attivatore trascrizionale della via Hippo YAP1, un regolatore chiave delle dimensioni degli organi e della soppressione tumorale. Adatto per la ricerca sul cancro e sulla segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-YAP1-S127 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Fosfo-YAP1-S127
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10413
GenelD	10413
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico attorno a S127 di YAP1 umano (NP_001123617.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46937
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio