

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Yap1-S128 Per Wb - P46937

Numero articolo: CM0001469



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce YAP1 fosforilato in Ser128, un effettore chiave della via di segnalazione Hippo. Reagisce con campioni umani e murini, validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sul cancro e sulle dimensioni degli organi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-YAP1-S128                              |
| Osservazioni/Alias    | YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Fosfo-YAP1-S128                            |
| Specie                | Umano                                                                          |
| ID Gene (Umano)       | 10413                                                                          |
| ID Gene               | 10413                                                                          |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico fosforilato intorno a S128 di YAP1 umano (NP_001123617.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                       |
| Categoria             | Anticorpi Fosforilati                                                          |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                      |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo                                                                    |
| SWISS                 | P46937                                                                         |
| Peso Proteico         | 54kDa                                                                          |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                          |