

## Anti-Fosfo-Ywhaz-S58 Pab Di Coniglio Per Wb E If/Icc - P63104

Numero articolo: CM0001098



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rileva specificamente YWHAZ fosforilato sulla serina 58. Adatto per western blot e immunofluorescenza in campioni umani, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | pAb di coniglio Anti-Fosfo-YWHAZ-S58                                          |
| Annotazioni/Alias   | HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; Fosfo-YWHAZ-S58 |
| Specie              | Umana                                                                         |
| ID gene             | 7534                                                                          |
| Immunogeno          | Peptide sintetico                                                             |
| Origine             | Coniglio                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi fosforilati                                                         |
| Applicazione        | WB, IF/ICC                                                                    |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                             |
| SWISS               | P63104                                                                        |
| Peso proteico       | 28kDa                                                                         |
| Spedizione          | Borsa di ghiaccio                                                             |