


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Zap70-Y319 Per Wb, Ip, Elisa - P43403

Numero articolo: CM0001150



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio (pAb) contro Fosfo-ZAP70-Y319 validato per Western blotting (WB), immunoprecipitazione (IP) e ELISA su campioni umani. Specifico per la residuo Y319 fosforilato di ZAP70, una chinasi chiave nella segnalazione del recettore delle cellule T e nella ricerca sull'immunità adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio contro Fosfo-ZAP70-Y319
Annotazioni/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Fosfo-ZAP70-Y319
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7535
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno alla Y319 di ZAP70 umano (NP_001070.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P43403
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio