


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Zap70-Y319+Syk-Y352 Per Wb, If/Icc, Elisa - P43403/P43405

Numero articolo: CM0001591



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce fosfo-Zap70 (Y319) e fosfo-Syk (Y352). Adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Utile per la ricerca sulla segnalazione delle cellule T e B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-Zap70-Y319+Syk-Y352
Note/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70
Specie	Umana
GeneID (Umano)	7535
GeneID	7535/6850
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosforilato sintetico attorno alla Y319 di ZAP70 umano (NP_001070.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P43403/P43405
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio