


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Zap70 (Y493) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43403

Numero articolo: CM0001417



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro ZAP70 alla tirosina 493, validato in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del recettore delle cellule T e sull'immunità adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-Fosfo-ZAP70-Y493
Note/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Fosfo-ZAP70-Y493
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7535
ID Gene	7535
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno a Y493 di ZAP70 umano (NP_001070.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43403
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio