


## Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfolambano Per Wb, If-P, Elisa - P26678

Numero articolo: CM0007076



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-fosfolambano validato per WB, IF-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Prende di mira il regolatore del calcio del reticolo sarcoplasmatico coinvolto nella contrattilità del muscolo cardiaco, essenziale per la ricerca cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-fosfolambano                                                                                           |
| Note/Alias          | PLN; CMD1P; CMH18; PLB; fosfolambano; Phospholamban                                                                         |
| Specie              | Umana                                                                                                                       |
| ID Gene             | 5350                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-52 del fosfolambano umano. (NP_002658.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, IF-P, ELISA                                                                                                             |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                                                                 |
| SWISS               | P26678                                                                                                                      |
| Peso proteico       | 6 kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Borsa di ghiaccio                                                                                                           |