


Anticorpo Policlonale Anti-Fosfolambano (PLN) Per Wb, Elisa - P26678

Numero articolo: CM0021750



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Fosfolambano (PLN) umano per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Bersaglia un regolatore chiave dell'omeostasi del calcio cardiaco e della contrattilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PLN Rabbit pAb
Note/Alias	PLB; CMD1P; CMH18; PLN
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5350
GeneID	5350
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-52 della PLN umana (NP_002658.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P26678
Peso Proteico	6 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio