


Anticorpo Monoclonale Anti-Phospholipid Scramblase 1 (Plscr1) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15162

Numero articolo: CM0008775



introduzione

mAb di coniglio contro la Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività verso uomo, topo e ratto—ideale per la ricerca sull'apoptosi e sulle infezioni antivirali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro la Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1)
Note/Alias	MMTRA1B; Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1)
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	5359
GeneID	5359
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) umana (NP_066928.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O15162
Peso della proteina	35kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante