


Anticorpo Policlonale Anti-Phospholipid Scramblase 1 (Plscr1) Per Wb E Elisa - O15162

Numero articolo: CM0031052



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) umano. Validato per WB e ELISA; rileva una proteina di 35 kDa. Ideale per ricerche sull'apoptosi, difesa antivirale e scrambling lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome del prodotto	Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	MMTRA1B; Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1)
Specie	Umano
GeneID (umano)	5359
GeneID	5359
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-318 della Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) umana (NP_066928.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O15162
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio